

保守点検契約プラン

お客様のご要望とご利用状況に合わせて、6つのプランからお選び頂けます。

対象手術台	DR-8800 シリーズ
対応年数*	10年間

※左記以外の機種に関しては、販売店又は弊社営業所へお問い合わせください。
耐用期間は、正規保守点検を行った場合に限りです。
外装部品(クッション部、カバー等)は、使用環境により異なります。

保守点検をメインに考えたい お客様はこちら	保守点検と合わせて最低限の部品交換も 検討したいお客様はこちら	新規に手術台をご購入された お客様はこちら
		

保守点検プラン	Aプラン		Aαプラン		Bプラン		Bαプラン		Cプラン		Cαプラン	
契約対象機器	機器ご購入後の年数が耐用期間内				機器ご購入後の年数が耐用期間内				機器ご購入後2年以内(原則3年継続)			
保守点検	点検(1回/年)											
保守点検保証期間	3ヶ月		1年		3ヶ月		1年		3ヶ月		1年	
部品交換作業	×				○ 定期交換部品の交換				○ 定期交換部品・保守部品の交換			
費用	弊社までお問い合わせください。											
備考	保守点検時に 交換が必要と判断した部品については 別途お見積りを提示します。				保守点検プランに含まれる 定期交換部品以外で 交換が必要と判断した部品については 別途お見積りを提示します。				保守点検プランに含まれる 定期交換部品・保守部品以外で 交換が必要と判断した部品については 別途お見積りを提示します。			

- 点検保証期間は点検後の保証期間となります(保証期間中に発生した修理については基本料金・技術料金が無料です。但し部品費用は有料です)。
- B(α)、C(α)プランに含まれる定期交換部品はバッテリー、ハンドスイッチです。
- C(α)プランに含まれる保守部品は、電源コード、インレット、緊急停止スイッチ、電源スイッチ、枕・脚板脱着用ノブです。
- C(α)プランは原則3年間の継続契約が条件です(3年間の継続契約で定期交換部品、保守部品を当社規定時期(下表)に交換します)。
- 耐用期間以降(11年目から)の保守点検は別途ご相談させていただきます。

参考例 C(α)プランを新規購入時から10年間継続した場合

ご購入後の経過年数	購入年 1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
		契約 1	契約 2	契約 3	契約 1	契約 2	契約 3	契約 1	契約 2	契約 3
プランに含まれる保守内容										
点検		○	○	○	○	○	○	○	○	○
ハンドスイッチ交換			○			○			○	
バッテリー交換			○			○			○	
電源コード交換	保証 期間			○			○			○
インレット交換				○			○			○
緊急停止スイッチ交換			○			○			○	
電源スイッチ交換			○			○			○	
枕・脚板脱着用ノブ交換			○			○			○	

原則3年継続で1年毎の契約(契約1、2、3)になります。