



SK-Electronics CO.,LTD.

デジタルコルポスコープ

Q-CO

【キューコ】



# もっと身近に もっと笑顔に

コルポスコープはアナログからデジタルへ。  
スマートでシンプルな拡大観察をお届けします。

## スマートで省スペース

コンパクトで狭い診察室にも設置できます  
女性1人で軽々と持ち運び可



全高  
860mm

最長1,110mmまで  
調整可能

重量  
約3.8kg

ACアダプター、  
タブレット除く



サイズ：約300×860mm、デザインは変更する可能性があります。


## ユーザーフレンドリー

圧迫感の少ないスマートなデザイン  
スムーズにセッティング可能です

カメラ角度、高さ調整可能



タブレットを見やすい位置に




デジタルコルポスコープ

# Q-CO


【キューコ】

## シンプルな操作感

専用アプリで直感的な操作感  
シンプルなユーザーインターフェイス



ワンタッチでグリーンフィルター切り替え






高輝度LED9個搭載で  
見辛い患部を鮮明に観察



高倍率の光学ズームを搭載

10倍

30倍



FULL HD  
1920×1080

静止画／動画撮影可、手袋着用したまま操作可



## デジタルコルポスコープ Q-CO (キューコ)

DG-QC-1

### 【仕様】

販売名	デジタルコルポスコープQ-CO
製造販売届出番号	26B2X10021QC0001
クラス分類	クラスⅠ / 特定保守管理医療機器
本体寸法	Φ300×H860(最長H1,110)mm
質量	約3.8kg(タブレット、ACアダプター除く)
構成	本体(スタンド含む)、ACアダプター、タブレット(専用アプリ付き)、取扱説明書、添付文書

### 【付属品】

#### タブレット(専用アプリ付き)

タブレットの仕様・デザインは変更する可能性があります。



#### ACアダプター



### 産婦人科検診台 DG-770

やさしいフォルムで患者さんをつつみ込む  
コンパクト&スピーディータイプ



販売名：産婦人科検診台 DG-770  
製造販売届出番号：27B1X00042000057  
製造販売元：タカラベルモント株式会社

### 産婦人科検診台 DG-7300

幅広いシーンで活躍する  
フラットポジション対応タイプ



販売名：産婦人科検診台 DG-7300  
製造販売届出番号：27B1X00042000066  
製造販売元：タカラベルモント株式会社

製造販売元



株式会社 **エスケーエレクトロニクス**

京都市上京区東堀川通り一条上ル堅富田町436番地の2  
ヘルスケア事業開発グループ  
TEL：0774-44-7729 E-mail：healthcare@sk-el.co.jp

取扱店

**タカラベルモント株式会社**

大阪市中央区東心斎橋 2-1-1  
TEL：06-6212-3620 / FAX：06-6212-3697

<https://www.takarabelmont.co.jp/medical/>

※本カタログの情報は2021年11月現在のものです。  
仕様は変更される場合がございますので予めご了承のほどお願い致します。  
Q-COは株式会社エスケーエレクトロニクスの登録商標です。