

タカラベルモントは、お客様にご使用いただいております手術台を安心してお使い頂くため、新規にご購入される機器と現在お使いの機器を対象とした保守点検契約プランをご提案します。

2007年4月1日の医療法改正によって、医療機関における医療機器安全管理の要求が高くなっております。弊社では、ベルモントコミュニケーションズ株式会社の専門スタッフによる保守点検サービスにより、安心・安全に手術台をご使用いただける、保守点検契約プランをご用意しています。

保守点検契約を行うメリット


- 定期点検で保守部品・定期交換部品を交換することにより、突発的なトラブルを減らすことができます。
- 使用機器の状態を定期的に確認することで、次回買い替え時期まで安心してお使い頂けます。
- メーカーによる保守点検のため、過去の修理データに基づいた交換部品等の事前提案が行えます。
- 突発的なトラブルを予防することに繋がり、予想外の出費を抑えることができます。

対象手術台	耐用期間※
DR-8800シリーズ DR-3700J DR-6500	10年

上記以外の機種に関しては、販売店又は弊社営業所へお問い合わせください。

※耐用期間は、正規の保守点検を行った場合に限りです。

※外装部品(クッション部、カバー等)は、使用環境により異なります。



保守点検契約プラン

お客様のご要望とご利用状況に合わせて、6つのプランからお選び頂けます。

保守点検をメインに考えたい お客様はこちら	保守点検と合わせて最低限の部品交換も 検討したいお客様はこちら	新規に手術台をご購入された お客様はこちら
		

保守点検プラン	Aプラン		Aαプラン		Bプラン		Baプラン		Cプラン		Caプラン	
契約対象機器	機器ご購入後の年数が耐用期間内				機器ご購入後の年数が耐用期間内				機器ご購入後2年以内(原則3年継続)			
保守点検	点検(1回/年)											
保守点検保証期間	3ヶ月		1年		3ヶ月		1年		3ヶ月		1年	
部品交換作業	×				○ 定期交換部品の交換				○ 定期交換部品・保守部品の交換			
費用	弊社までお問い合わせください。											
備考	保守点検時に 交換が必要と判断した部品については 別途お見積りを提示します。				保守点検プランに含まれる 定期交換部品以外で 交換が必要と判断した部品については 別途お見積りを提示します。				保守点検プランに含まれる 定期交換部品・保守部品以外で 交換が必要と判断した部品については 別途お見積りを提示します。			

- 点検保証期間は点検後の保証期間となります(保証期間中に発生した修理については基本料金・技術料金が無料です。但し部品費用は有料です)。
- B(a)、C(a)プランに含まれる定期交換部品はバッテリー、ハンドスイッチです。
- C(a)プランに含まれる保守部品は、電源コード、インレット、緊急停止スイッチ、電源スイッチ、枕・脚板脱着用ノブです。
- C(a)プランは原則3年間の継続契約が条件です(3年間の継続契約で定期交換部品、保守部品を当社規定時期(下表)に交換します)。
- 耐用期間以降(11年目から)の保守点検は別途ご相談させて頂きます。

参考例 C(a)プランを新規購入時から10年間継続した場合

ご購入後の経過年数	購入年 1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
		契約 1	契約 2	契約 3	契約 1	契約 2	契約 3	契約 1	契約 2	契約 3
プランに含まれる保守内容										
点検		○	○	○	○	○	○	○	○	○
ハンドスイッチ交換			○			○			○	
バッテリー交換			○			○			○	
電源コード交換	保証 期間			○			○			○
インレット交換				○			○			○
緊急停止スイッチ交換			○			○			○	
電源スイッチ交換			○			○			○	
枕・脚板脱着用ノブ交換			○			○			○	

原則3年継続で1年毎の契約(契約1、2、3)になります。