

第40回日本手術医学会総会併設企業展示会 出展のご案内

出展場所：ホテルイースト21東京 1F「イースト21ホール」Aゾーン

会期：2018年10月12日（金）8:55～19:00、13日（土）8:30～17:30

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

さて、この度弊社では「第40回日本手術医学会総会併設機器展示会」に出展する運びとなりました。
展示会では、以下の製品を出展いたします。ぜひともご来臨賜れば幸いです。

外科用手術台（下肢牽引装置装着仕様）

DR-8800-K



より広い透視領域を確保した
多目的な高性能モデル

整形外科をはじめ各科手術に対応。
下肢牽引装置は、本体昇降機構へ
直接装着することにより、牽引装置の剛性を確保。

■シンプルな操作で手術ポジションへ

｜牽引装置装着後



フラットなベッド状態の保持が可能。
麻酔処置などがスムーズに行えます。


｜麻酔処置後



患者さんの足を牽引ブーツに装着し、
脚板を取り外すことで下肢牽引手術に体位に移行。


■テーブルトップアレンジによる、より広い透視領域の確保

｜背板屈折仕様



※テーブルトップ頭側へ最大スライド時
※操作確認性を考慮して、中央位置での一時停止機能を装備

｜腰板屈折仕様



※テーブルトップ脚側へ最大スライド時
※操作確認性を考慮して、中央位置での一時停止機能を装備

タカラベルモント株式会社

<http://www.takabelmont.co.jp>

