

第41回日本手術医学会総会併設企業展示会 出展のご案内

会期：2019年9月27日（金）9:00～18:00、28日（土）9:00～16:30
東京ドームホテル B1F ブースNo.30

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
さて、この度弊社では「第41回日本手術医学会総会併設機器展示会」に出展する運びとなりました。
展示会では、以下の製品を出展いたします。ぜひともご来臨賜れば幸いです。

外科用手術台（下肢牽引装置装着仕様）

DR-8800-K



より広い透視領域を確保した
多目的な高機能モデル

整形外科をはじめ各科手術に対応。
下肢牽引装置は、本体昇降機構へ
直接装着することにより、牽引装置の剛性を確保。

■ シンプルな操作で手術ポジションへ

｜ 牽引装置装着後



フラットなベッド状態の保持が可能。
麻酔処置などがスムーズに行えます。


｜ 麻酔処置後



患者さんの足を牽引ブーツに装着し、
脚板を取り外すことで下肢牽引手術に体位に移行。


■ テーブルトップアレンジによる、より広い透視領域の確保

｜ 背板屈折仕様



※ テーブルトップ頭側へ最大スライド時

｜ 腰板屈折仕様



※ テーブルトップ脚側へ最大スライド時

タカラベルモント株式会社

<https://www.takarabelmont.co.jp>

〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋 2-1-1

(TEL) 06-6212-3620 / (FAX) 06-6212-3697

