



防水性

裏面に防水フィルムをラミネートしてあるので、血液・体液が透過しにくく、診察台を清潔に保ちます。

吸水性

表面は吸水性のある不織布なので、血液・体液がたれるのを防ぎます。

滑り防止加工

裏面に特殊加工を施しているため、診察台からシートがズレにくくなっています。

クリニカルロールシートEX

診察台取付用ロールシートホルダー



EX-ESD用



EX-CSシリーズ用 (別売)

- 細かい塵がたちにくく、清潔に扱えます。
- 90cm間隔でミシン目が入っているので、用途に合わせた長さで使用できます。

サイズ：幅68cm×長さ45m
(90cmごとミシン目あり)

1箱本数：2本

TAKARA BELMONT 株式会社

●本社 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06) 6212-3620

●メディカル事業部

札幌	TEL.(011) 863-2139	仙台/盛岡	TEL.(022) 231-3458	さいたま	TEL.(048) 640-5803
東京	TEL.(03) 3401-9795	静岡	TEL.(054) 237-8822	名古屋	TEL.(052) 931-5163
新潟	TEL.(025) 333-8405	金沢	TEL.(076) 221-8412	大阪	TEL.(06) 6211-5947
岡山	TEL.(086) 233-8826	広島/高松	TEL.(082) 277-6700	福岡	TEL.(092) 474-7306
鹿児島	TEL.(099) 226-9481				

●ショールーム

東京	東京都港区赤坂7-1-19	TEL.(03) 3401-9795
大阪	大阪市中央区東心斎橋2-1-1	TEL.(06) 6211-5947
沖縄	沖縄県宜野湾市大山3-4-6	TEL.(098) 897-6655

<https://www.takarabelmont.co.jp/medical/>

