

レーザーにもこだわっています！

抗菌 ◆ 耐アルコール レーザー採用




抗菌性

JIS Z 2801 : 2010「抗菌加工製品 - 抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づいて、黄色ブドウ球菌・大腸菌の抗菌性試験を実施



耐アルコール性

アルコールによる耐性試験を実施
※当社基準に基づく



■ 抗菌・耐アルコールレーザー採用製品の一例



【電動診察台】

販売名：診察台 EX-CS3
製造販売届出番号：27B1X00042000070



【分娩台】

販売名：分娩台 DG-JN900
製造販売届出番号：27B1X00042000077



【内視鏡検査テーブル】

販売名：ペルフリット
製造販売届出番号：27B1X00042000067



【産婦人科検診台】

販売名：産婦人科検診台 DG-770
製造販売届出番号：27B1X00042000057



【眼科用手術台】

販売名：メプロ5
製造販売届出番号：27B1X00042001046

採用製品群

電動診察台／産婦人科検診台／分娩台／泌尿器科検診台／内視鏡検査テーブル／眼科用手術台／
ペイシェントスツール／ドクターズツール／超音波検査台／リカバリーチェア

※使用レーザーについては営業担当者にお問い合わせください。