

Exfeel

Luxury Design

Exfeel

Luxury Design

上質な構えが生み出す
心地よい^とき^き間を

カウンセリング・治療・処置、
すべてが特別な空間となるように。

患者さんとスタッフの皆さんに想いを寄せ、
細部の設えにこだわりを詰めた椅子型診察台
“Exfeel Luxury Design”が誕生しました。



〔固定タイプ〕

●SH24
○SH15

スタンダードな
固定タイプ。



〔回転タイプ〕

●SH24
○SH15

診療空間を
有効活用できる
回転タイプ。



Type & Color variation

Headrest



角度を変えられる2関節枕


診療時は立てて、検査時や処置時には倒すなど、使いやすい角度に調節することができます。

Options



ハンドスイッチ

背もたれとレッグレストのリクライニング位置を個別に調節することができます。



ステップ

本体回転時に足元をサポートします。
※回転タイプにのみ取付可能です。


Luxury Design
Exfeel

製品動画は
こちらから▼



Drawing

(単位:mm)



Specifications

製品コード	RL-EFLX(固定タイプ) / RL-EFLXR(回転タイプ)
質量	固定タイプ: 138kg / 回転タイプ: 170kg
電気定格	100V 50/60Hz 3.9/4.5A
製造販売届出番号	27B1X00042001023
販売名	イクスフィール



タカラベルモント株式会社

<https://www.takarabelmont.co.jp/medical/>



[大阪本社] 〒542-0083 大阪市中央区東心齋橋2-1-1 TEL(06)6212-3620

営業所

札幌 (011)863-2139
金沢 (076)221-8412

仙台/盛岡 (022)231-3458
大阪 (06)6211-5947

さいたま (048)640-5803
岡山 (086)233-8826

東京 (03)3401-9795
広島/高松 (082)277-6700

名古屋 (052)931-5163
福岡 (092)474-7306

新潟 (025)333-8405
鹿児島 (099)226-9481

- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。●製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。●印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- このカタログは2023年9月現在のものです。