

吸引式乳房組織生検対応

診療・処置用椅子

マンモピュウ

# m a m m o p e w

やさしいフォルムで心地よく、効率のよい検査をサポートします。



# 座位の姿勢をサポートする椅子。

背もたれの前傾・後傾機能により、適切なポジションを確保。



### 1. 背もたれ

**前傾10°**  
背もたれを前傾させることで、背中全体を支えながら受診者の姿勢をサポート。

**後傾25°**  
背もたれを後傾させることで、安静ポジションを容易に確保。

**簡単角度調節**  
ロックレバー操作により、任意の角度で背もたれの固定が可能。

### 2. 肘掛

**側面からのアプローチも容易**  
肘掛は背もたれ前傾時に低く、後傾時に高くなるようにデザイン。

検査の邪魔をせず、しっかり身体をサポート。

### 3. シート

ゆったり座れるシート幅と奥行きを確保。  
ハイドロリックポンプの採用で、シートの高さ調節、回転・固定も可能。

ゆったり幅広い

475mm~617mm

### 4. 本体ロック

**踏み込み式ストッパー**  
大きな踏み込み式ストッパーを2箇所に装備し、椅子本体をしっかりと固定。  
キャスターは全輪フリーで移動も容易。

■ カラーバリエーション		■ 仕様	
ES19 (ベビーピンク)	ES15 (ライトグリーン) 受注生産	製品コード	MM-PEW
ES16 (パープルブルー) 受注生産		本体外形寸法	W710mm × L750mm × H1182mm
		本体昇降範囲	475mm~617mm
		製品質量	38kg
		製造販売届出番号	27B1X00042000058
		販売名	診療椅子 MM-PEW

<h3>吸引式乳房組織生検対応</h3> <p>診察台 EX-MGT</p> <p>側臥位での診察・検査・処置にスムーズに対応。</p> <p>販売名: 診察台 EX-MGT 製造販売届出番号: 27B1X00042000053</p>	<h3>マンモグラフィ撮影対応</h3> <p>診療椅子 マンモキュート</p> <p>座位でもスムーズにポジションニング&amp;撮影。</p> <p>販売名: 診療椅子マンモキュート 製造販売届出番号: 27B1X00042000062</p>
--	--

## タカラベルmont株式会社

●本社  
〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL. (06) 6212-3620

●メディカル

札幌 (011) 863-2139	金沢 (076) 221-8412
仙台/盛岡 (022) 231-3458	大阪 (06) 6211-5947
さいたま (048) 640-5803	岡山 (086) 233-8826
新潟 (025) 333-8405	広島/高松 (082) 277-6700
東京 (03) 3401-9795	福岡 (092) 474-7306
名古屋 (052) 931-5163	鹿児島 (099) 226-9481

●ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19	TEL. (03) 3401-9795
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1	TEL. (06) 6211-5947
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6	TEL. (098) 897-6655

●製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。  
●製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。  
●印刷物のため、色は実物と異なることがあります。  
●このカタログは2024年3月現在のものです。

●お問い合わせ

<https://www.takabelmont.co.jp/medical/>

