

吸引式乳房組織生検対応


診察台 EX-MGT

天板シート部に“落とし込み”を採用した診察台。
より柔軟で幅広い診療を可能にします。




- 仰臥位・側臥位での診察・検査・処置にスムーズに対応。
- 天板シート部の落とし込みにより、側部・背部からのアプローチが容易。
- 電動油圧機構の採用で、スムーズな動作と500mmの昇降ストロークを実現。

患者さんの姿勢確保はもちろん、
細部まで使いやすさ・快適さに配慮しています。



天板シート部に設けた落とし込み部は、側臥位での検査・処置時に患者さんのポジション確保を行いやすくすると同時に、検査機器の接近を可能としました。また、側部・背部からの検査・処置も容易に行えます。



置きクッションの位置を変え、落とし込みの位置を頭側と脚側逆にすることで、左右側臥位に対応できます。

■ 胸受け



患者さんの姿勢を保持する胸受け。

■ 上肢台



側臥位での患者さんの腕を保持する補助上肢台。

■ 操作スイッチ



電動油圧機構を採用した本体昇降は二段階の作動スピードを選択できます。

■ フリーキャスター



自在に移動できるフリーキャスター。ロック・フリーは片足だけの簡単操作。

キャスタータイプ
EX-MGT-CC (受注仕様)



大型キャスターによりスムーズに移動でき、四輪フリー・四輪ロック・直進ロックに対応。

■ カラーバリエーション

- ES19 (ベビーピンク) [標準色]
- ES6 (ローズミスト)
- ES15 (ライトグリーン) ※標準色以外は受注生産になります。

■ 標準付属品

上肢台(x1)、置きクッション(大小)、置きクッション用フェンス(x2)、胸受け(x2)、枕(x1)、上肢保持用クッション(x1)、サイドレール装備

■ 仕様

製品コード	EX-MGT SN / EX-MGT-CC
本体外形寸法	700×1900mm
本体昇降範囲	670~1170mm
電気定格	AC100V 50/60Hz 430/520VA
操作電圧	DC5V
製品質量	137kg (標準タイプ) 175kg (キャスタータイプ)
製造販売届出番号	27B1X00042000053
販売名	診察台 EX-MGT

吸引式乳房組織生検対応

診療椅子 マンモピュウ

販売名: 診療椅子 MM-PEW
製造販売届出番号: 27B1X00042000058



マンモグラフィ撮影対応

診療椅子 マンモキュート

販売名: 診療椅子 マンモキュート
製造販売届出番号: 27B1X00042000062



タカラベルモント株式会社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620 <https://www.takarabelmont.co.jp/medical/>

営業所

札幌 (011)863-2139
新潟 (025)333-8405
福岡 (092)474-7306

仙台/盛岡 (022)231-3458
金沢 (076)221-8412
鹿児島 (099)226-9481

さいたま (048)640-5803
大阪 (06)6211-5947

東京 (03)3401-9795
岡山 (086)233-8826

名古屋 (052)931-5163
広島/高松 (082)277-6700



●製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。 ●製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。 ●印刷物のため、色は実物と異なることがあります。 ●WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。 ●このカタログは2024年7月現在のものです。

30D24070030P
YY-ME157