

# DG-770

*Premium*

上質のホスピタリティを表現する、プレミアムな検診台

 **TAKARA  
BELMONT**



*ES9 Ivory*

# DG-770

## Premium

### 心地よさをつきつめた、上質のホスピタリティ

受付や待合室から感じる上質さを診察空間まで繋げる価値をもたらしたい。

タカラベルモントが培った“心地”の技術を結集し

ひと手間加えた丁寧な仕上がりとし、心地よさを感じる外観。

上質のホスピタリティをお届けします。

#### Color selection



ES1 White




ES9 Ivory





ES10 Light brown

#### Dimensions



※回転方向・角度設定可能



(単位:mm)

#### Specifications

|          |                          |                          |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 製品コード    | DG-770PRM(回転タイプ)         | DG-770PRM-F(固定タイプ)       |
| 電気定格     | AC100V 50/60Hz 750/700VA | AC100V 50/60Hz 600/600VA |
| 質量       | 185kg                    | 165kg                    |
| 製造販売届出番号 | 27B1X00042000057         |                          |
| 販売名      | 産婦人科検診台 DG-770           |                          |

標準付属品：樹脂製汚水トレイ(金網付)1式/  
排水ホース(バンド付)1式/  
フットスイッチ 1個

オプション：上肢台/クスコ掛け/シートヒーター/  
汚水タンク/排水トラップ/ロールシート/  
股受けカバー/検診スカート

作動時間：非連続作動、最大作動時間3分、デューティサイクル1:5

※デューティサイクル：油圧モーターの連続作動時間に対する休止時間の比率(ただし、環境温度により異なります。)





<https://me.takarabelmont.co.jp>

**タカラベルモント株式会社** 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

- 製品の寸法・質量、動画範囲の表示には、若干の誤差を含んでおります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。

- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
- このカタログは2024年11月現在のものです。



30B24110102\_YA  
YY-ME243