


眼科治療椅子 DR-110JR

メ プ ロ ジ ュ ニ ア  
**MEPRO Jr.**

診察空間の省スペース化にも役立つ  
外来診療に適した眼科治療椅子

本体回転機構により、  
診療空間の省スペースに役立ちます。



お子様やお年寄りも  
乗り降りしやすい  
高さです。  
※座面までの高さ480mm



お子様など、様々な体型の患者さんにも  
対応できる、手動式の2関節ヘッドレスト  
を採用。



電動油圧制御により、  
スムーズな作動を実現。  
治療ポジションへの移行が  
円滑に行えます。

< 仕様 >

製品コード	DR-110JR
本体昇降範囲	480~725mm 電動油圧式、フットスイッチ操作
バックレスト寝起範囲	0~80° 電動油圧式、フットスイッチ操作
ヘッドレスト上下機構	手動式

ヘッドレスト角度調節機構	手動式
本体回転機構	210°回転(手動式)
電気定格	AC100V 50/60Hz 3.6/3.8A
製品質量	158kg

製造販売届出番号	27B1X00042001016
販売名	眼科治療椅子 メプロジュニア

**タカラベルモント株式会社**

●本社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

●メディカル事業部

札幌 (011)863-2139 金沢 (076)221-8412  
仙台/盛岡 (022)231-3458 大阪 (06)6211-5947  
さいたま (048)640-5803 岡山 (086)233-8826  
東京 (03)3401-9795 広島/高松 (082)277-6700  
新潟 (025)333-8405 福岡 (092)474-7306  
名古屋 (052)931-5163 鹿児島 (099)226-9481

●ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19 TEL.(03)3401-9795  
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6211-5947  
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6 TEL.(098)897-6655

<https://me.takaramelmont.co.jp>



- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のためお問い合わせ、色は実物と異なることがあります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
- このカタログは2025年2月現在のものです。

●お問い合わせ