

# OPERATING TABLE ACCESSORIES


タカラベルモント

手術台アクセサリ

総合カタログ


# ●アームサポート用アクセサリ

## 上肢台



**DR-OPTM-AT/AN01/A60**  
上肢台M

製造販売届出番号:28B1X00012000019




## 側臥位用上肢台




**DR-OPTM-G05**  
側臥位用上肢台M

製造販売届出番号:28B1X00012000032




## 前腕支持器



**DR-OPTM-AW05**  
前腕支持器M

製造販売届出番号:28B1X00012000043




## フレキシブルアームボード



**DR-OPTM-GMAB**  
フレキシブルアームボード

製造販売届出番号:27B1X00042005037




## 上腕ホルダー



**DR-OPTM-AHZ**  
上腕ホルダーM

製造販売届出番号:28B1X00012000042





## 透視用上肢台



**DR-OPTM-AI01**  
透視用上肢台M



製造販売届出番号:28B1X00012000018



**DR-OPTM-SIA/SIB**  
透視用上肢台小型M

製造販売届出番号:28B1X00012000047

※クッション付きもご用意しています。  
(DR-OPTM-SIAK/SIBK)



# ● レッグサポート用アクセサリ

## 自在型支脚器

### KTEKスターラップ

製造販売届出番号:14B1X00004000131

- 低反発ウレタンパッドとラウンド形状のブーツデザインの採用により、足首と下腿部を優しくホールドします。
- ハンドル操作による空圧（ガス圧）で、自在な位置決めが容易に行えます。



DR-OPTM-KTEK  
KTEK3100スターラップ



DR-OPTM-KTEKC  
KTEKカート





DR-OPTM-4500JP  
KTEK4500クランプ(JP)  
サイドレールの上から装着可能な  
クイックロック式クランプ。




DR-OPTM-4740JP  
KTEK4740クランプ(JP)  
サイドレールの横から装着する標準クランプ。

## 支脚器



DR-OPTM-CN05  
支脚器M  
製造販売届出番号:28B1X00012000026

## 膝受け



DR-OPTM-W05  
開脚膝受けM  
製造販売届出番号:28B1X00012000040

# ●ヘッドサポート用アクセサリ

## 電動枕

～フットスイッチ操作により、電動で枕の高さが調整可能です～

- リストレスト前後方向スライド55mm、回転角度左右各90°  
(マニュアル操作) 眼科耳側切開にも対応します。
- 使用しない時には、収納カートを用いて取外しが可能です。



枕部昇降	-40mm～90mm 電動操作
枕部角度調整	-15°～30° マニュアル操作
リストレスト昇降量	140mm マニュアル操作
リストレスト回転角度	左右各90° マニュアル操作
リストレスト前後スライド量	55mm マニュアル操作
リストレスト跳ね上げ角度	270° マニュアル操作
電気定格	AC100V 50/60Hz 0.5A
操作電圧	DC12V
製品質量	枕部本体 27kg (電源ボックス、リストレスト含む) 収納カート 17.5kg

### DR-OPTM-DH 電動枕 DR-OPTM-DH

製造販売届出番号: 28B1X00012000064

※取付対応機種の詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。



※収納カート (標準付属)  
手術台からの取外し、収納が可能です。

## 自在型頭部受け



### DR-OPTM-HS 自在型頭部受け

製造販売届出番号: 28B1X00012000075

## 頭部支持器




### DR-OPTM-H 01 頭部支持器M

製造販売届出番号: 28B1X00012000033

## 脳神経外科枕用取付ブラケット



### DR-OPTM-MBK 頭部支持器ブラケット



※取付対応機種の詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。

## 手術台枕各種

※取付には別売の補助枠が必要です。※取付対応機種の詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。



### DR-TRM-BHN 手術台用眼科枕 DR-TRM-BHN

製造販売届出番号: 27B1X00042000038



### DR-JSTM-BHN 手術台用眼科枕 DR-JSTM-BHN

製造販売届出番号: 27B1X00042000039



### DR-OPTM-KI 眼科KI枕M

製造販売届出番号: 28B1X00012000046

# ● ボディサポート用アクセサリ


## 胸受け



**DR-OPTM-E05**

胸受けM


製造販売届出番号:28B1X0001200028



**DR-OPTM-EN05**

自在胸受けM

製造販売届出番号:28B1X0001200029




## 肩受け




**DR-OPTM-DN05**

肩受けM

製造販売届出番号:28B1X0001200027




## 自在型側部支持器 (大)



**DR-OPTM-EPBW**

自在型側部支持器

製造販売届出番号:27B1X00042005036




## 自在型側部支持器 (小)



**DR-OPTM-EPBS**

自在型側部支持器

製造販売届出番号:27B1X00042005036




## 肩受け (大)



**DR-OPTM-DNW**

肩受けM (幅広タイプ)

製造販売届出番号:28B1X0001200027




## 延長ボード



**DR-OPTM-EWB**

幅広延長ボード




## 挙上器



**DR-OPTM-F 01**


挙上器M

製造販売届出番号:28B1X00012000030




# ● テーブル一般アクセサリ


## スクリーン架




**DR-OPTM-BL05 (固定金具付)**  
**DR-OPTM-BLM05 (自在金具付)**  
 スクリーン架L型M  
 製造販売届出番号: 28B1X00012000021




**DR-OPTM-BLM1N**  
 スクリーン架L型M (開閉)  
 製造販売届出番号: 28B1X00012000021




**DR-OPTM-BLM2N**  
 スクリーン架L型M (伸縮)  
 製造販売届出番号: 28B1X00012000021




**DR-OPTM-BN05**  
 スクリーン架門型M  
 製造販売届出番号: 28B1X00012000023



**DR-OPTM-BN1N**  
 スクリーン架ヒサシ型M  
 製造販売届出番号: 28B1X00012000024




**DR-OPTM-BN2N**  
 スクリーン架扇型M  
 製造販売届出番号: 28B1X00012000025




## 消毒盤台




**DR-OPTM-M05**  
 消毒盤台門型M  
 製造販売届出番号: 28B1X00012000035



**DR-OPTM-N205**  
 消毒盤台L型水平M  
 製造販売届出番号: 28B1X00012000036




## イルリガートル架




**DR-OPTM-ZNN**  
イルリガートル架

## アームシールド



**DR-OPTM-AS2**  
アームシールド


## 延長サイドレール



**DR-OPTM-SRL**  
延長サイドレールL型



**DR-OPTM-SR15/25**  
延長サイドレール



## 枠付汚水ロート／汚水タンク



**DR-OPTM-X20/X78/X26S**  
枠付汚水ロート



汚水タンク(容量10ℓ)

※取付対応機種の詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。

## 固定金具／自在金具



**DR-OPTM-QZN**  
自在金具



**DR-OPTM-QKN**  
固定金具

# ● 整形外科用アクセサリ

## ビーチチェアポジショナー



**DR-OPTM-BCP**  
ビーチチェアポジショナー  
製造販売届出番号:27B1X00042005034

※取付対応機種の詳細は弊社営業担当へ  
お問い合わせください。



### 標準付属品

パッドセット



セキュリティストラップ



アームサポート



カウンタートラクション  
ストラップ



ビーチチェアカート




スタンダードヘッドレスト



## 下肢牽引装置



**DR-TRAC-A**  
 下肢牽引装置 DR-TRAC-A  
 製造販売届出番号:28B1X00012000078



牽引装置用カート

※別途取付ブラケットが必要です。  
 取付対応機種の詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。

※対応機種の詳細は弊社営業担当へ  
 お問い合わせください。

### [下肢牽引装置用アクセサリ]

骨盤受(大)



DR-TRAC-CG

下腿受(自在)



DR-TRAC-CDZ

L型膝関節用ポール



DR-TRAC-KNN

側臥位用股間支柱




DR-TRAC-CAN


※L型膝関節用ポールと、側臥位用股間支柱は、  
 別途、取り付けるための共通部品、骨盤受支柱N(DR-TRAC-CGBK)が必要です。

## ● X線撮影関連アクセサリ

### カセット関連




**DR-OPTM-J**  
 カセットトレイ



### イメージングエクステンションボード



**DR-OPTM-IMB-2**  
 イメージングエクステンションボード  
 製造販売届出番号:28B1X00012000066



※取付対応機種の詳細は弊社営業  
 担当へお問い合わせください。



**DR-OPTM-IMBC2**  
 サイドレールクランプ

※サイドレールクランプ2(DR-  
 OPTM-IMBC2)はイメージン  
 グエクステンションボード(DR-  
 OPTM-IMB-2)のみに取り付け  
 可能な専用アクセサリです。

# ● その他アクセサリ

## 2関節開脚脚板



**DR-OPTM-W2J**  
**DR-OPTM-W2JK** 牽引装置仕様  
**2関節開脚脚板**

製造販売届出番号: 28B1X00012000063

※取付対応機種の詳細は弊社営業  
 担当へお問い合わせください。

## フットスイッチ




**DR-2000-FS**  
**DR-2600-FS**  
**DR-8800-FS**  
**フットスイッチ**

※取付対応機種の詳細は弊社営業  
 担当へお問い合わせください。  
 ※写真はDR-8800-FSです。

## 付属品収納カート




**DR-OPTM-ACC**  
**付属品収納カート**




## 低反発マット



体圧分布図 (被験者: 175cm、58kg)



低反発マット



当社従来マット

**DR-OPTM-PSAN** 上肢台用  
**DR-OPTM-PS88N** 本体用  
**DR-OPTM-PS88KN** 牽引装置補助脚板用  
**DR-OPTM-PS88BN** 牽引装置骨盤受用

## 体位保持ベルト



**DR-OPTM-YK10/15/18/20/25**  
**抑制帯**



# Positioning with Accessories

電動枕 + フットスイッチ

頭部の上下と手術台の動作はフットスイッチにて可能。  
微細な調整が可能になりました。



電動枕: DR-OPTM-DH、フットスイッチ: DR-8800-FS

側臥位用上肢台 + 上肢台 + 自在胴受け

手術台本体の屈曲とアクセサリーにより術中の体位  
変換・保持をサポートします。



側臥位用上肢台: DR-OPTM-G05、上肢台: DR-OPTM-AT、  
自在胴受け: DR-OPTM-EN05

イメージングエクステンションボードの使用により透視領域を確保します。

イメージングエクステンションボード +  
サイドレールクランプ + 透視用上肢台小型



イメージングエクステンションボード: DR-OPTM-IMB-2、サイドレールクランプ: DR-OPTM-IMBC2、透視用上肢台小型: DR-OPTM-SIBK、上肢台: DR-OPTM-AT

イメージングエクステンションボード +  
脊椎手術用フレーム + 上肢台



ビーチチェアポジショナー + 側臥位用上肢台

マニピュレーション時に  
必要な空間を確保します。



ビーチチェアポジショナー: DR-OPTM-BCP、側臥位用上肢台: DR-OPTM-G05

KTEK3100スターラップ + 肩受け(大) +  
自在胴受け + 上肢台

術中の体位変換・保持を  
サポートします。



KTEK3100スターラップ: DR-OPTM-KTEK、肩受け(大): DR-OPTM-DNW、  
自在胴受け: DR-OPTM-EN05、上肢台: DR-OPTM-AT

※一部当社製品ではないクッション類が使用されています。  
※患者さんは身長170cm相当の参考例です。

# OPERATING TABLE ACCESSORIES

## タカラベルモント株式会社

### ●大阪本社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

### ●メディカル事業部

札幌	TEL.(011)863-2139	金沢	TEL.(076)221-8412
仙台/盛岡	TEL.(022)231-3458	大阪	TEL.(06)6211-5947
さいたま	TEL.(048)640-5803	岡山	TEL.(086)233-8826
東京	TEL.(03)3401-9795	広島/高松	TEL.(082)277-6700
新潟	TEL.(025)333-8405	福岡	TEL.(092)474-7306
名古屋	TEL.(052)931-5163	鹿児島	TEL.(099)226-9481

### ●ショールーム

東京	東京都港区赤坂7-1-19	TEL.(03)3401-9795
大阪	大阪市中央区東心斎橋2-1-1	TEL.(06)6211-5947
沖縄	沖縄県宜野湾市大山3-4-6	TEL.(098)897-6655

- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除される場合がございます。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
- このカタログは2025年3月現在のものです。



●お問い合わせは…

