

# OPERATING TABLE ACCESSORIES


タカラベルモント

手術台アクセサリ

総合カタログ

# ●アームサポート用アクセサリー


## 上肢台



**DR-OPTM-AT/AN01/A60**

上肢台M

製造販売届出番号:28B1X00012000019




## 側臥位用上肢台




**DR-OPTM-G05**

側臥位用上肢台M

製造販売届出番号:28B1X00012000032




## 前腕支持器



**DR-OPTM-AW05**

前腕支持器M

製造販売届出番号:28B1X00012000043




## フレキシブルアームボード



**DR-OPTM-GMAB**

フレキシブルアームボード

製造販売届出番号:27B1X00042005037




## 上腕ホルダー



**DR-OPTM-AHZ**

上腕ホルダーM

製造販売届出番号:28B1X00012000042





## 透視用上肢台



**DR-OPTM-AI01**

透視用上肢台M

製造販売届出番号:28B1X00012000018





**DR-OPTM-SIA/SIB**

透視用上肢台小型M

製造販売届出番号:28B1X00012000047

※クッション付きもご用意しています。

(DR-OPTM-SIAK/SIBK)



# ● レッグサポート用アクセサリー

## 自在型支脚器

### KTEKスターラップ

製造販売届出番号:14B1X00004000131

- 低反発ウレタンパッドとラウンド形状のブーツデザインの採用により、足首と下腿部を優しくホールドします。
- ハンドル操作による空圧（ガス圧）で、自在な位置決めが容易に行えます。



**DR-OPTM-KTEK**  
KTEK3100スターラップ



**DR-OPTM-KTEKC**  
KTEKカート




**DR-OPTM-4500JP**  
KTEK4500クランプ(JP)  
サイドレールの上から装着可能な  
クイックロック式クランプ。




**DR-OPTM-4740JP**  
KTEK4740クランプ(JP)  
サイドレールの横から装着する標準クランプ。

## 支脚器




**DR-OPTM-CN05**  
支脚器M  
製造販売届出番号:28B1X00012000026



## 膝受け



**DR-OPTM-W05**  
開脚膝受けM  
製造販売届出番号:28B1X00012000040



# ●ヘッドサポート用アクセサリ

## 電動枕



～フットスイッチ操作により、電動で枕の高さが調整可能です～

- リストレスト前後方向スライド55mm、回転角度左右各90°  
(マニュアル操作) 眼科耳側切開にも対応します。
- 使用しない時には、収納カートを用いて取外しが可能です。

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| 枕部昇降          | -40mm～90mm 電動操作                             |
| 枕部角度調整        | -15°～30° マニュアル操作                            |
| リストレスト昇降量     | 140mm マニュアル操作                               |
| リストレスト回転角度    | 左右各90° マニュアル操作                              |
| リストレスト前後スライド量 | 55mm マニュアル操作                                |
| リストレスト跳ね上げ角度  | 270° マニュアル操作                                |
| 電気定格          | AC100V 50/60Hz 0.5A                         |
| 操作電圧          | DC12V                                       |
| 製品質量          | 枕部本体 27kg (電源ボックス、リストレスト含む)<br>収納カート 17.5kg |

### DR-OPTM-DH

#### 電動枕 DR-OPTM-DH

製造販売届出番号: 28B1X00012000064

※取付対応機種の詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。



※収納カート (標準付属)  
手術台からの取外し、収納が可能です。

## 自在型頭部受け



### DR-OPTM-HS

#### 自在型頭部受け

製造販売届出番号: 28B1X00012000075

## 頭部支持器



### DR-OPTM-H 01

#### 頭部支持器M


製造販売届出番号: 28B1X00012000033

## 脳神経外科枕用取付 Bracket



### DR-OPTM-MBK

#### 頭部支持器 Bracket



※取付対応機種の詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。

## 手術台枕各種

※取付には別売の補助枠が必要です。※取付対応機種の詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。



### DR-TRM-BHN

#### 手術台用眼科枕 DR-TRM-BHN


製造販売届出番号: 27B1X00042000038



### DR-JSTM-BHN

#### 手術台用眼科枕 DR-JSTM-BHN

製造販売届出番号: 27B1X00042000039



### DR-OPTM-KI

#### 眼科KI枕M

製造販売届出番号: 28B1X00012000046

# ●ボディサポート用アクセサリー


## 胸 受 け



**DR-OPTM-E05**

胸受けM


製造販売届出番号:28B1X00012000028



**DR-OPTM-EN05**

自在胸受けM

製造販売届出番号:28B1X00012000029




## 肩 受 け




**DR-OPTM-DN05**

肩受けM

製造販売届出番号:28B1X00012000027




## 自在型側部支持器 (大)




**DR-OPTM-EPBW**

自在型側部支持器

製造販売届出番号:27B1X00042005036




## 自在型側部支持器 (小)



**DR-OPTM-EPBS**

自在型側部支持器

製造販売届出番号:27B1X00042005036




## 肩 受 け (大)




**DR-OPTM-DNW**

肩受けM (幅広タイプ)

製造販売届出番号:28B1X00012000027




## 延長ボード



**DR-OPTM-EWB**

幅広延長ボード




## 挙 上 器



**DR-OPTM-F 01**


挙上器M

製造販売届出番号:28B1X00012000030




# ● テーブル一般アクセサリ


## スクリーン架




**DR-OPTM-BL05(固定金具付)**  
**DR-OPTM-BLM05(自在金具付)**  
**スクリーン架L型M**  
製造販売届出番号:28B1X00012000021




**DR-OPTM-BLM1N**  
**スクリーン架L型M(開閉)**  
製造販売届出番号:28B1X00012000021




**DR-OPTM-BLM2N**  
**スクリーン架L型M(伸縮)**  
製造販売届出番号:28B1X00012000021




**DR-OPTM-BN05**  
**スクリーン架門型M**  
製造販売届出番号:28B1X00012000023



**DR-OPTM-BN1N**  
**スクリーン架ヒサシ型M**  
製造販売届出番号:28B1X00012000024




**DR-OPTM-BN2N**  
**スクリーン架扇型M**  
製造販売届出番号:28B1X00012000025




## 消毒盤台




**DR-OPTM-M05**  
**消毒盤台門型M**  
製造販売届出番号:28B1X00012000035



**DR-OPTM-N205**  
**消毒盤台L型水平M**  
製造販売届出番号:28B1X00012000036




## イルリガートル架




**DR-OPTM-ZNN**  
イルリガートル架

## アームシールド



**DR-OPTM-AS2**  
アームシールド


## 延長サイドレール



**DR-OPTM-SRL**  
延長サイドレールL型



**DR-OPTM-SR15/25**  
延長サイドレール



## 枠付汚水ロート／汚水タンク




**DR-OPTM-X20/X78/X26S**  
枠付汚水ロート



汚水タンク(容量10ℓ)

※取付対応機種の詳細は弊社営業  
担当へお問い合わせください。

## 固定金具／自在金具



**DR-OPTM-QZN**  
自在金具



**DR-OPTM-QKN**  
固定金具

# ● 整形外科用アクセサリー

## ビーチチェアポジショナー



**DR-OPTM-BCP**  
ビーチチェアポジショナー  
製造販売届出番号:27B1X00042005034

※取付対応機種の詳細は弊社営業担当へ  
お問い合わせください。



### 標準付属品

パッドセット



セキュリティストラップ



アームサポート



カウンタートラクション  
ストラップ



ビーチチェアカート




スタンダードヘッドレスト



## 下肢牽引装置



**DR-TRAC-A**  
 下肢牽引装置 DR-TRAC-A  
 製造販売届出番号:28B1X00012000078



牽引装置用カート

※別途取付ブラケットが必要です。  
 取付対応機種の詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。

※対応機種の詳細は弊社営業担当へ  
 お問い合わせください。

### [下肢牽引装置用アクセサリ]

骨盤受(大)



DR-TRAC-CG

下腿受(自在)



DR-TRAC-CDZ

L型膝関節用ボール



DR-TRAC-KNN

側臥位用股間支柱




DR-TRAC-CAN


※L型膝関節用ボールと、側臥位用股間支柱は、  
 別途、取り付けるための共通部品、骨盤受支柱N(DR-TRAC-CGBK)が必要です。

## ●X線撮影関連アクセサリ

### カセット関連




**DR-OPTM-J**  
 カセットトレイ




### イメージングエクステンションボード



**DR-OPTM-IMB-2**  
 イメージングエクステンションボード  
 製造販売届出番号:28B1X00012000066



※取付対応機種の詳細は弊社営業  
 担当へお問い合わせください。




**DR-OPTM-IMBC2**  
 サイドレールクランプ

※サイドレールクランプ2(DR-  
 OPTM-IMBC2)はイメージ  
 ングエクステンションボード(DR-  
 OPTM-IMB-2)のみに取り付け  
 可能な専用アクセサリです。

# ● その他アクセサリ

## 2関節開脚脚板



**DR-OPTM-W2J**  
**DR-OPTM-W2JK** 牽引装置仕様  
2関節開脚脚板

製造販売届出番号: 28B1X00012000063

※取付対応機種の詳細は弊社営業  
担当へお問い合わせください。

## フットスイッチ




**DR-2000-FS**  
**DR-2600-FS**  
**DR-8800-FS**  
フットスイッチ

※取付対応機種の詳細は弊社営業  
担当へお問い合わせください。  
※写真はDR-8800-FSです。


## 付属品収納カート



**DR-OPTM-ACC**  
付属品収納カート




## 低反発マット




**DR-OPTM-PSAN** 上肢台用  
**DR-OPTM-PS88N** 本体用  
**DR-OPTM-PS88KN** 牽引装置補助脚板用  
**DR-OPTM-PS88BN** 牽引装置骨盤受用

体圧分布図 (被験者: 175cm、58kg)




低反発マット




当社従来マット

## 体位保持ベルト



**DR-OPTM-YK10/15/18/20/25**  
抑制帯




## 延長補助枠



**DR-OPTM-HW25**  
延長補助枠

製造販売届出番号: 28B1X00012000079



# Positioning with Accessories

電動枕 + フットスイッチ

頭部の上下と手術台の動作はフットスイッチにて可能。  
微細な調整が可能になりました。



電動枕：DR-OPTM-DH、フットスイッチ：DR-8800-FS

側臥位用上肢台 + 上肢台 + 自在胴受け


手術台本体の屈曲とアクセサリーにより術中の体位  
変換・保持をサポートします。



側臥位用上肢台：DR-OPTM-G05、上肢台：DR-OPTM-AT、  
自在胴受け：DR-OPTM-EN05

イメージングエクステンションボードの使用により透視領域を確保します。

イメージングエクステンションボード +  
サイドレールクランプ + 透視用上肢台小型



イメージングエクステンションボード：DR-OPTM-IMB-2、サイドレールクランプ：DR-OPTM-IMBC2、透視用上肢台小型：DR-OPTM-SIBK、上肢台：DR-OPTM-AT

イメージングエクステンションボード +  
脊椎手術用フレーム + 上肢台



ビーチチェアポジショナー + 側臥位用上肢台

マニピュレーション時に  
必要な空間を確保します。



ビーチチェアポジショナー：DR-OPTM-BCP、側臥位用上肢台：DR-OPTM-G05

KTEK3100スターラップ + 肩受け(大) +  
自在胴受け + 上肢台

術中の体位変換・保持を  
サポートします。



KTEK3100スターラップ：DR-OPTM-KTEK、肩受け(大)：DR-OPTM-DNW、  
自在胴受け：DR-OPTM-EN05、上肢台：DR-OPTM-AT

※一部当社製品ではないクッション類が使用されています。  
※患者さんは身長170cm相当の参考例です。

# OPERATING TABLE ACCESSORIES

## タカラベルモント株式会社

### ●大阪本社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

### ●メディカル事業部

|       |                   |       |                   |
|-------|-------------------|-------|-------------------|
| 札幌    | TEL.(011)863-2139 | 金沢    | TEL.(076)221-8412 |
| 仙台/盛岡 | TEL.(022)231-3458 | 大阪    | TEL.(06)6211-5947 |
| さいたま  | TEL.(048)640-5803 | 岡山    | TEL.(086)233-8826 |
| 東京    | TEL.(03)3401-9795 | 広島/高松 | TEL.(082)277-6700 |
| 横浜/静岡 | TEL.(045)523-7010 | 福岡    | TEL.(092)474-7306 |
| 新潟    | TEL.(025)333-8405 | 鹿児島   | TEL.(099)226-9481 |
| 名古屋   | TEL.(052)931-5163 |       |                   |

### ●ショールーム

|    |                 |                   |
|----|-----------------|-------------------|
| 東京 | 東京都港区赤坂7-1-19   | TEL.(03)3401-9795 |
| 大阪 | 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 | TEL.(06)6211-5947 |
| 沖縄 | 沖縄県宜野湾市大山3-4-6  | TEL.(098)897-6655 |

- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
- このカタログは2025年5月現在のものです。

●お問い合わせは…

