



BB-BFT-M  
枕




CR-LPR-ML  
枕(大)




EX-CS-AT  
上肢台



CR-LPR-ASR  
アームサポートR



DR-OPTM-G05  
側臥位用上肢台M



DR-OPTM-SIBK/SIAK  
透視用上肢台小型M  
※クッションなしタイプもご用意しています。  
(DR-OPTM-SIA/SIB)



EX-CS-E  
胸受け



EX-CS-EN  
自在胸受け



CR-LPR-BH  
酸素ボンベホルダー(500L細型用)  
※酸素ボンベは含みません。



EX-CS-BLM  
スクリーン架



CR-LPR-CB  
カーテン架



EX-CS-TD  
多機能置き台

※股受、支脚器、KTEK3100スターラップ、下腿受けをCタイプに取り付ける際は、LPRC用サイドレール(CR-LPRC-SR)が必要です。



CR-LPR-CZ  
股受



DR-OPTM-KTEK  
KTEK3100スターラップ  
※クランプ、カートは別売です。



CR-LPR-CN  
支脚器



CR-LPR-H  
下腿受け



CR-LPR-KM  
小物トレイ



CR-LPR-FK  
フットスイッチ(小物トレイ付)



EB-BFT-SC  
サイドフェンスカバー



CR-LPR-B  
体位保持ベルト



CR-LPR-DC/CR-LPR-DC-BK  
中央側イルリガートル架(取付ブラケット1個付)／追加ブラケット



DR-OPTM-ZNN  
イルリガートル架



CR-LPR-PH/DG-OPT-R35  
ロールシートホルダー／ロールシート



CR-LPR-AC  
LPRカート

共通オプション



**DR-LIBP**  
リチウムイオンバッテリー  
※充電器は含みません



**DR-LICHG**  
リチウムイオンバッテリー用  
充電器



追加キャスターロックペダル

Mタイプ専用




**CR-LPR-BT**  
バット受け



**CR-LPR-XT**  
汚水トレイ



クスコ掛け  
※クスコ掛けの取り付けには、汚水トレイ  
(CR-LPR-XT)が必要です。



**CR-LPR-SC**  
シートカバー


Cタイプ専用



**CR-LPRC-SR**  
LPRC用サイドレール(左右1組)



**CR-LPRC-DC/CR-LPRC-DC-BK**  
脚側イルリガートル架(取付ブラケット1個付)  
/ 追加ブラケット



**CR-LPRC-BL**  
体位保持ベルトホルダー(左右1組)  
※体位保持ベルトは含みません。

製品コード	一般的名称	特定保守	製造販売届出番号	販売名	製造販売業者
DR-OPTM-KTEK	手術台アクセサリ	非該当	14B1X00004000131	KTEKスターラップ	ガデリウス・メディカル株式会社
DR-OPTM-G05	手術台アクセサリ	非該当	28B1X00012000032	側臥位用上肢台M	タカラメディカル株式会社
DR-OPTM-SIBK/SIAK	手術台アクセサリ	非該当	28B1X00012000047	透視用上肢台小型M	タカラメディカル株式会社

※当資料に掲載のないオプションの取り付けはできません。