

吸引式乳房組織生検対応

診療・処置用椅子

マンモピュウ

m a m m o p e w

やさしいフォルムで心地よく、効率のよい検査をサポートします。



座位の姿勢をサポートする椅子。

バックレストの前傾・後傾機能により、適切なポジションを確保。



1. バックレスト

前傾10°
前傾させることで、
背中全体を支えながら受診者の
姿勢をサポート。

後傾25°
後傾させることで、
安静ポジションを容易に確保。


簡単角度調節
ロックレバー操作により、
任意の角度で固定が可能。



2. 手すり

側面からのアプローチも容易
手すりはバックレスト前傾時に低く、
後傾時に高くなるようにデザイン。

検査の邪魔をせず、
しっかり身体を
サポート。



3. 座面

ゆったり座れる座面幅と奥行きを確保。
ハイドロウリックポンプの採用で、座面の
高さ調節、回転・固定も可能。

ゆったり幅広い

475mm~617mm



4. 本体ロック

踏み込み式ストッパー
大きな踏み込み式ストッパーを
2箇所に装備し、椅子本体をしっかり固定。
キャスターは全輪フリーで移動も容易。



Color Selection



ES19
(ベビーピンク)
標準色



ES15
(ライトグリーン)



ES16
(パープルブルー)

Specifications

製品コード	MM-PEW	一般的名称	診療・処置用椅子
本体外形寸法	W710mm × L750mm × H1182mm	特定保守	非該当
本体昇降範囲	475mm~617mm	製造販売届出番号	27B1X00042000058
製品質量	38kg	販売名	診療椅子 MM-PEW
主な構成部品	体位保持ベルト 1 個		

吸引式乳房組織生検対応

診察台 EX-MGT

側臥位での診察・検査・処置に
スムーズに対応。

一般的名称:汎用診断・処置用テーブル
特定保守:非該当
製造販売届出番号:27B1X00042000053
販売名:診察台 EX-MGT



マンモグラフィ撮影対応

診療椅子 マンモキュート

座位でもスムーズに
ポジショニング&撮影。

一般的名称:診療・処置用椅子
特定保守:非該当
製造販売届出番号:27B1X00042000062
販売名:診療椅子マンモキュート



タカラベルmont株式会社

●本社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

●メディカル

札幌	(011)863-2139	金沢	(076)221-8412
仙台/盛岡	(022)231-3458	大阪	(06)6211-5947
さいたま	(048)640-5803	岡山	(086)233-8826
東京	(03)3401-9795	広島/高松	(082)277-6700
横浜/静岡	(045)523-7010	福岡	(092)474-7306
新潟	(025)333-8405	鹿児島	(099)226-9481
名古屋	(052)931-5163		

●ショールーム

東京	東京都港区赤坂7-1-19	TEL.(03)3401-9795
大阪	大阪市中央区東心斎橋2-1-1	TEL.(06)6211-5947
沖縄	沖縄県宜野湾市大山3-4-6	TEL.(098)897-6655

<https://me.takarabelmont.co.jp/>



- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
- このカタログは2026年6月現在のものです。

●お問い合わせ