



SK-Electronics CO.,LTD.

デジタルコルポスコープ

Q-CO

【キューコ】



もっと身近に もっと笑顔に

コルポスコープはアナログからデジタルへ。
スマートでシンプルな拡大観察をお届けします。

スマートで省スペース

コンパクトで狭い診察室にも設置できます
女性1人で軽々と持ち運び可



全高
860mm

最長1,110mmまで
調整可能

重量
約3.8kg

ACアダプター、
タブレット除く



サイズ：約300×860mm、デザインは変更する可能性があります。



ユーザーフレンドリー

圧迫感の少ないスマートなデザイン
スムーズにセッティング可能です

カメラ角度、高さ調整可能



タブレットを見やすい位置に




デジタルコルポスコープ

Q-Co

【キューコ】


シンプルな操作感

専用アプリで直感的な操作感
シンプルなユーザーインターフェイス




ワンタッチでグリーンフィルター切り替え

フィルタ無し



Green Filter 2





Green Filter 1

高輝度LED9個搭載で
見辛い患部を鮮明に観察




高倍率の光学ズームを搭載

10倍



30倍



FULL HD
1920x1080

静止画／動画撮影可、手袋着用したまま操作可



デジタルコロポスコプ Q-CO (キューコ) DG-QC-1

【仕様】

製品コード	DG-QC-1
販売名	デジタルコロポスコプQ-CO
製造販売届出番号	26B2X10021QC0001
一般的名称	コロポスコプ
クラス分類	クラスI / 特定保守管理医療機器
本体寸法	φ300×H860 (最長H1,110) mm
質量	約3.8kg (タブレット、ACアダプター除く)
構成品	本体 (スタンド含む)、ACアダプター、タブレット (専用アプリ付き) 取扱説明書、添付文書

【付属品】

タブレット(専用アプリ付き)



タブレットの仕様・デザインは
変更する可能性があります。

ACアダプター



【オプション】

キャスター



タカラベルモント産婦人科検診台のご案内

産婦人科検診台

DG-7300

幅広いシーンで活躍する
フラットポジション対応タイプ

一般的名称：婦人科用診療・処置台
特定保守：非該当
製造販売届出番号：27B1X00042000066
販売名：産婦人科検診台 DG-7300
製造販売元：タカラベルモント株式会社



産婦人科検診台

DG-770

やさしいフォルムで
患者さんをつつみ込む
コンパクト&スピーディータイプ

一般的名称：婦人科用診療・処置台
特定保守：非該当
製造販売届出番号：27B1X00042000057
販売名：産婦人科検診台 DG-770
製造販売元：タカラベルモント株式会社



その他の産婦人科
製品はこちら▶



製造販売元



株式会社 エスケーエレクトロニクス

京都市上京区東堀川通り一条上ル堅富田町436番地の2
ソリューション事業部 HCグループ
TEL：0774-44-7729 E-mail：healthcare@sk-el.co.jp

取扱店

タカラベルモント株式会社

大阪市中央区東心斎橋 2-1-1
TEL：06-6212-3620 / FAX：06-6212-3697

<https://me.takarabelmont.co.jp>



※本カタログの情報は2026年6月現在のものです。

仕様は変更される場合がございますので予めご了承のほどお願い致します。

Q-COは㈱エスケーエレクトロニクスの登録商標です。

※WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。