

# 第54回日本救急医学会総会・学術集会 併設器械展示会出展のご案内

会期：2026年10月 **27**日（火）・**28**日（水）・**29**日（木）  
9:00～17:00 9:00～17:00 8:30～14:30

会場：出島メッセ長崎（ブース No.40）

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。  
この度弊社では「第54回日本救急医学会総会・学術集会」に出展する運びとなりました。  
展示会では、以下の製品を出展いたします。ぜひともご来臨賜れば幸いです。


診察、処置、リカバリー、各 部屋への移送もこの一台で。

オプションとの組み合わせで多様なシーンで大活躍。

—— 移動型処置台 ——  
ルーパー  
**Looper**  
Series  
[ M type / C type ]



※写真はCタイプ（CR-LPRC）です。



## ■ 大型4輪キャスター採用で移送がスムーズ

一度のペダル操作で4輪フリー、直進ロック、4輪ロックに切り替え可能。ロック時は回転と旋回の双方が固定され、安定感のある処置をサポートします。

## ■ サイドレール搭載で様々なオプションの取り付けが可能

シートの両側にサイドレールを標準搭載。アームサポートなど、使用シーンに合わせてオプションを取り付けることができます。

## ■ 応急処置を考慮した設計

心臓マッサージなど、荷重のかかる処置時にも配慮した強度を確保。

